


HM

Coperta isotermitica



Coperta isotermitica da utilizzarsi per contribuire alla stabilizzazione termica di pazienti traumatizzati, affetti da colpi di calore o assideramento.

Caratteristiche specifiche

Riutilizzabile

La trama di rinforzo la rende particolarmente resistente ed aumenta il peso del dispositivo agevolandone l'utilizzo anche in condizioni ventose

Occhielli disposti agli angoli, offrono molteplici possibilità di fissaggio

Le diverse caratteristiche dei due lati del telo, consentono di utilizzarlo sia in caso di ipotermia che ustioni.

Dati tecnici

Dimensioni disteso	2000x1400 mm
Dimensioni confezione	370x270x40 mm
Occhielli	øint 17 mm
Peso	560 ± 10 g
Materiali	PE, PET, Al

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

HM - COPERTA ISOTERMICA

ST00610C



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	277414

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it