

N-GLOVEX

Guanti in nitrile



N-Gloves sono guanti di protezione personale, ideali per l'utilizzo durante esami o procedure di primo soccorso.

Caratteristiche specifiche

Non contengono lattice e non contengono polveri
 Monouso e non sterili
 Ambidestri
 Si adattano perfettamente alla forma della mano

Accessori

FG04574 - RDG - DISTRIBUTORE GUANTI GIALLO

Conformi a

ASTM D6319/00

Dati tecnici

Dimensioni confezione	240x120x60 mm
Peso confezione	480 ± 20g
Misura	S
Contenuto	100 pz

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

N-GLOVEX - GUANTI IN NITRILE MIS. S CONF.
 100 PZ.



DR10370K

Classificazione CND T010299

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it