

## DD Gloves

### Portaguanti



Supporto a muro per l'alloggiamento di scatole di guanti.

#### Caratteristiche specifiche

Le superfici lisce consentono una facile igienizzazione

Spigoli smussati per garantire la sicurezza dell'operatore

#### Dati tecnici

Dimensioni	250x140x80 mm
Materiale	Acciaio inox
Peso	490 g

DD GLOVES - PORTAGUANTI IN  
ACCIAIO INOX  
FG04580C

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)