

RDG

Portaguanti



Supporto da tavolo o parete per l'alloggiamento di scatole di guanti fino a 100 pezzi.

Caratteristiche specifiche

Le superfici lisce consentono una facile igienizzazione

Spigoli smussati per garantire la sicurezza dell'operatore

Coperchio facilmente rimovibile per la sostituzione della scatola di guanti contenuta all'interno

Ingombri ridotti all'essenziale

Dati tecnici

Dimensioni	265x140x95 mm
Materiale	PC
Peso	310 g

RDG - DISTRIBUTORE GUANTI
ARANCIO
FG04571C

Rev.0 (29/04/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it