

SAFEBOX

Contenedor para agujas y residuos cortantes



Contenedor desechable rígido impermeable para la eliminación de desechos médicos peligrosos afilados y perforantes.

Características específicas

Apertura para retirar la aguja de la jeringa integrada en la tapa para limitar los riesgos para los operadores

Hecho de material de plástico adecuado para la incineración

Datos técnicos

Dimensiones	ø125x150 mm
Material	PE/PP
Capacidad	1 l
Peso	85 g

SAFEBOX – CONTENEDOR PARA
AGUJAS Y RESIDUOS CORTANTES
FG04543H

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it