

SAFEBOX

Contenitore di aghi e rifiuti taglienti



Contenitore monouso rigido impermeabile per lo smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi taglienti e pungenti.

Caratteristiche specifiche

Apertura per la rimozione dell'ago dalla siringa integrata nel coperchio per limitare i rischi per gli operatori

Realizzato in materiale plastico idoneo all'incenerimento

Dati tecnici

Dimensioni	ø125x150 mm
Materiale	PE/PP
Capacità	1 l
Peso	85 g

SAFEBOX - CONTENITORE DI
AGHI E RIFIUTI TAGLIANTI
FG04543H

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it