

# MATCH 3

## Ciseaux de dégagement



Utilisés pour briser les vitres.



Utilisés pour couper les ceintures de sécurité.



Utilisés pour couper les vêtements.

Ciseaux de dégagement multi-fonction équipée d'un support mural permettant d'être fixés à l'intérieur de tout type de véhicule de secours. Permet de couper les ceintures, les vêtements et de briser les vitres des véhicules.

### Caractéristiques spécifiques

Support mural permettant d'avoir le ciseaux toujours à la portée de main et accessible

Le support mural permet de bloquer le ciseaux en position fermée

Pointe arrondie pour limiter tout type d'accident

La poignée est ergonomique et équipée de caoutchouc permettant d'empoigner la ciseaux en toute simplicité.

### Données techniques

Dimensions ciseaux	247x105x18 mm
Encombrement avec support	252x115x22 mm
Longueur utile de la lame	100 mm
Matériaux	Acier, Nylon
Poids ciseaux	374 g
Poids support	36 g

### Pièces de rechange

GD02064 Support mural

GD02069 Crochets pour fixation sur moquette ou tapis

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

MATCH 3 - CISEAUX DE  
DEGAGEMENT  
GD02060C



Classification CND L01040199  
Identifiant d'enregistrement 161376

NATO STOCK N° 6515-15-010-7023

Rev.3 (07/06/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[spencer.it](http://spencer.it)