

MATCH 3

Forbice multiuso



Forbice multiuso dotata di supporto a parete che garantisce un fissaggio sicuro all'interno di qualsiasi veicolo.

Caratteristiche specifiche

Ancoraggio della forbice ad incastro per la massima rapidità di accesso

Il supporto garantisce che la forbice rimanga chiusa quando non utilizzata

Ancoraggio del supporto a 3 viti per offrire la massima sicurezza.

Punta arrotondata per limitare i rischi di lesioni alla pelle

La parte plastica sagomata che riveste la lama, consente di afferrare saldamente la forbice e di utilizzarla come frangivetro

Ricambi

GD02064 Supporto a parete per forbice

GD02069 Ganci per fissaggio su moquette o tappetini

Dati tecnici

Dimensioni forbice	247x105x18 mm
Ingombro con supporto	252x115x22 mm
Lunghezza utile lama	100 mm
Materiale	Acciaio, Nylon
Peso forbice	374 g
Peso supporto	36 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

MATCH 3 - FORBICE MULTIUSO

CROMO C/IMP. NERA

GD02060C

Classificazione CND L01040199

Identificativo registrazione 161376



NATO STOCK N° 6515-15-010-7023

Rev.1 (29/09/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it