

## MATCH 3

### Forbice multiuso



1 Utilizzata per sfondare i vetri.



2 Utilizzata per tagliare le cinture di sicurezza.



3 Utilizzata per tagliare gli abiti.

Forbice multiuso dotata di supporto a parete che garantisce un fissaggio sicuro all'interno di qualsiasi veicolo.

#### Caratteristiche specifiche

Ancoraggio della forbice ad incastro per la massima rapidità di accesso

Il supporto garantisce che la forbice rimanga chiusa quando non utilizzata

Ancoraggio del supporto a 3 viti per offrire la massima sicurezza.

Punta arrotondata per limitare i rischi di lesioni alla pelle

La parte plastica sagomata che riveste la lama, consente di afferrare saldamente la forbice e di utilizzarla come frangivetro

#### Ricambi

GD02064 Supporto a parete per forbice

GD02069 Ganci per fissaggio su moquette o tappetini

#### Dati tecnici

Dimensioni forbice	247x105x18 mm
Ingombro con supporto	252x115x22 mm
Lunghezza utile lama	100 mm
Materiale	Acciaio, Nylon
Peso forbice	374 g
Peso supporto	36 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

MATCH 3 - FORBICE MULTIUSO

CROMO C/IMP. GIALLA

GD02065C

Classificazione CND L01040199

Identificativo registrazione 161406



NATO STOCK N° 6515-15-010-7023

Rev.3 (07/06/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)