

VISO BUMPER

Sfigmomanometro aneroido grande quadrante
Con sistema di fissaggio 10g



Sfigmomanometro da installarsi a parete, destinato alla misurazione non invasiva della pressione sanguigna arteriosa.

Caratteristiche specifiche

- Quadrante dotato di protezione
- Tubo di connessione allo sfigmomanometro a spirale per evitare intralci durante l'utilizzo in spazi ristretti
- Quadrante con numerazione ogni 20 mmHg e divisione di 2 mmHg
- Sistema di fissaggio semplice e con garanzia di tenuta ad accelerazioni fino a 10g
- Vano per l'alloggiamento del bracciale ed eventuali accessori di piccole dimensioni
- Fascia elastica integrata nel vano portaoggetti per impedire la fuoriuscita degli accessori nel caso di installazioni in ambulanza
- Bracciale con indicazioni direzione di applicazione

Conforme a

- UNI EN 1789
- UNI EN ISO 81060-1

Dati tecnici

Dimensioni bracciale disteso	530x145 mm
Dimensioni Viso Bumer	ø220x150 mm
Diametro quadrante	ø130 mm
Adatto a circonferenze	Da 25,4 a 40,6 cm
Lunghezza tubi	50 cm
Lunghezza tubo a spirale	Da 15 a 170 cm
Scala manometro	0-300 mmHg
Materiali	PE, Nylon, gomma, Al
Peso totale	1,1 ± 0,1 kg

DM di classe IM secondo la Dir. 93/42/CEE

VISO BUMPER
SFIGMOMANOMETRO
ANEROIDE QUADRANTE NERO
10G



DG01603A

Classificazione CND	C9006
Identificativo registrazione	89895

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it