

# SFIGMOTEK

## Tensiomère manopoire



Sfigmotek est un dispositif diagnostique permettant de mesurer la pression sanguine artérielle de façon non invasive .

### Caractéristiques spécifiques

Manomètre fixé directement sur la poire de gonflage  
 Manomètre grand cadran avec bague de protection antichoc  
 Modèle robuste et léger  
 Poire ergonomique en caoutchouc avec valve métallique  
 Décompression progressive avec molette latérale de décompression en laiton chromé  
 Livré avec trousse de rangement  
 Brassard auto-agrippant lavable avec indications d'utilisation

### Données techniques

Largeur brassard	135 mm
Diamètre brassard	De 26 à 36 cm
Dimesions trousse	180x110x65 mm
Longueur tube	48 cm
Plage de mesure	0 – 300 mmHg
Diamètre manomètre	73 mm
Diamètre cadran	60 mm
Matériaux	Al, laiton chromé, Nylon
Poids avec trousse	440 g

DM de classe IM selon la Dir. 93/42/CEE

SFIGMOTEK – TENSIOMETRE  
 MANOPOIRE AVEC BRASSARD  
 ADULTE



DG06022B

Classification CND C9006

Identifiant d'enregistrement 90065

Rev.0 (10/03/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)