

DGX 414

Sfigmomanometro aneroid pediatrico



L'immagine riportata può essere soggetta a modifiche, senza preavviso.

Grazie alla monopalla montata direttamente sul manometro collegato al tubo, può essere utilizzato facilmente con una sola mano. Affidabilità, ripetibilità e costo contenuto fanno di Professional un apparecchio indispensabile per la dotazione dei kit professionali.

Un piccolo strumento che garantisce precisione e affidabilità, essenziale in tutti i kit di primo soccorso.

- Manometro di precisione
- Sistema di misura a due tubi
- Cassa in lega leggera verniciata
- Scala 0-200 mm Hg
- Meccanismo protetto dalla corrosione
- Zero flottante
- Diametro del quadrante interno: 42 mm
- Valvola di regolazione in metallo cromato
- Bracciale in nylon anallergico calibrato con chiusura strap
- Astuccio con cerniera
- Imballaggio singolo in scatola di cartone stampata in quadricromia

DATI TECNICI

| | |
|---------------------|-------------------|
| Peso | 312 g |
| Scala | 0-200 mmHg |
| Materiale bracciale | Nylon anallergico |
| Materiale astuccio | Nylon Ripstop |

DG01414C

DGX 414 - SFIGMOM.
ANEROIDE PEDIATRICO

CE 0123