

DGX 601

Fonendoscopio cardiológico negro



Fonendoscopio especialmente adaptado a la auscultación cardiaca.

Características específicas

Campânula en acero con diseño ergonómico
 Membranas específicas para frecuencias bajas
 Contiene dos pares de olivas de recambio

Datos técnicos

Diametro campânula	47 mm
Peso	170 g

DM de clase I según la Dir. 93/42/CEE

DGX 601 - FONENDOSCOPIO
 CARDIOLÓGICO NEGRO
 (LXF)



DG02601B

Clasificación CND	C9005
-------------------	-------

Identificación de registro	90157
----------------------------	-------

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it