

DGX 602

Estetoscopio cardiológico negro



Estetoscopio particularmente adecuado para la auscultación cardíaca.

Características específicas

Cabeza en acero

Membranas específicas para las frecuencias bajas

Contiene dos pares de olivas blandas y diafragma de reposición

Anillos de protección sobre la campana y el diafragma para aumentar la comodidad del paciente

Datos técnicos

Diámetro campana	36 mm
Diámetro diafragma	47 mm
Peso	210 g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

DGX 602 ESTETOSCOPIO
CARDIOLÓGICO NEGRO



DG02602B

Classificación CND	C9005
ID de registro	90159

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it