

DGX 110**Fonendoscopio base nero**

Fonendoscopio leggero e ultra sottile, caratterizzato da un diaframma particolarmente adatto all'auscultazione durante la misurazione della pressione sanguigna.

Caratteristiche specifiche

Testa in acciaio
Archetto regolabile

Dati tecnici

Diametro testa	47 mm
Peso	80 g
Materiali	Acciaio , PVC

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DGX 110 - FONENDOSCOPIO
BASE NERO (LXF)

DG02110B

Classificazione CND C9005

Identificativo registrazione 90167



Rev.0 (25/07/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it