

## NURSE SCOPE

### Fonendoscopio ligero



Estetoscopio Extremadamente ligero, puede ser incluido en todos los kits de emergencia.

#### Características específicas

Extremadamente ligero

Coloración viva para mejorar el enfoque con el paciente

#### Datos técnicos

Diámetro Campânula	45 mm
Peso	85 g

DM de clase I según la Dir. 93/42/CEE

NURSE FONENDOSCOPIO  
LIGERO

DG02230D



Clasificación CND C9005

Identificación de registro 90169

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)