

DGX 111

Estetoscopio negro



Estetoscopio con 2 cabezas con campana y diafragma.

Características específicas

Cabeza de acero
Arco binaural ajustable

Technical data

Diámetro diafragma	47 mm
Diámetro campana	30 mm
Peso	105 g
Material	Acero , PVC

Dispositivo Médico de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

DGX 111 – ESTETOSCOPIO
NEGRO

DG02310B

Clasificación CND C9005

ID de registro 90170



Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it