

## DGX210

### Termometro elettronico



Apparecchio elettronico per la determinazione della temperatura corporea.

#### Caratteristiche specifiche

Semplice da usare  
 Segnale acustico di fine lettura  
 Memoria e avviso di febbre  
 Spegnimento automatico dopo 8 minuti  
 Custodia di protezione rigida

#### Dati tecnici

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Gamma misurazione         | 32°C – 43°C                          |
| Precisione da 35°C a 39°C | ± 0,10°C                             |
| Risoluzione display       | < 0,1 °C                             |
| Batterie                  | AG3 Alcaline o LR41 ossido d'argento |
| Durata batterie           | 2 anni o 2500 utilizzi               |
| Dimensioni                | 125x19x11 mm                         |
| Peso (batterie incluse)   | 9,8 g                                |

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

DG10210E



Classificazione CND

V03010102

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (25/08/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)