

DGX 062

Pen Light



Luz para la inspección de los ojos y de la cavidad orofaríngea.

Características específicas

Cuerpo de plástico

Luz incandescente

La luz se enciende al presionar el clip

Requiere 2 pilas AAA no incluidas

Datos técnicos

Largo	127 mm
Peso sin pilas	11 g

Class I Med.Device according to Dir. 93/42/CEE

DGX 062 – PLUMA DE
PLÁSTICO AZUL SIN PILAS

DG08062D

Classificación CND



V9099

ID de registro

785990

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it