

POP

Módulo toma oxígeno empotrada



Sistema empotrado de oxígeno médico, que se instala en vehículos de emergencia utilizando superficies dedicadas.

Características específicas

Simplicidad y seguridad en el uso garantizada por la adopción de conexiones de gas específicas y por el mecanismo de liberación rápida
Superficies lisas para facilitar el saneamiento
El sistema empotrado permite una instalación muy fácil

Datos técnicos

Tamaño global	100x100x115 ±5 mm
Dimensiones parte no encastrada	100x100x35 ±5 mm
Estándar de conexión	UNI
Materiales	Nylon, Al, Latón

De acuerdo con

UNI 9507
UNI EN ISO 9170-1
EN 1789

DM de clase IIb de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

MÓDULO POP TOMA OXÍGENO
UNI 9507

OX04300A

Clasificación CND

ID de registro



Z120309

335394

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it