

POP

Modulo presa ossigeno da incasso



Sistema da incasso costituito una per ossigeno medicale, da installarsi all'interno di veicoli sanitari utilizzando superfici dedicate.

Caratteristiche specifiche

Semplicità e sicurezza nell' utilizzo garantita dall'adozione di connessioni gas-specifiche e dal meccanismo di sgancio rapido
 Superfici lisce per una facile igienizzazione
 Il sistema ad incastro consente un'installazione estremamente semplice

Dati tecnici

Dimensioni complessive	100x100x115 ±5 mm
Dimensioni parte non incassata	100x100x35 ±5 mm
Standard di connessione	UNI
Materiali	Nylon, Al, Ottone

Conforme a

UNI 9507
 UNI EN ISO 9170-1
 EN 1789

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

MODULO POP PRESA
 OSSIGENO UNI 9507
OX04300A



Classificazione CND	Z120309
Identificativo registrazione	335394

Rev.0 (18/11/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it