

## POP

Modulo presa vuoto da incasso



Presa da incasso singola per vuoto, da installarsi all'interno di veicoli sanitari utilizzando superfici dedicate.

### Caratteristiche specifiche

Semplicità e sicurezza nell' utilizzo garantita dall'adozione di connessione gas-specifica e dal meccanismo di sgancio rapido

Superfici lisce per una facile igienizzazione

Il sistema ad incastro consente un'installazione estremamente semplice

### Dati tecnici

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensioni complessive         | 100x115x100 ±5 mm |
| Dimensioni parte non incassata | 100x35x100 ±5 mm  |
| Standard di connessione        | UNI               |
| Materiali                      | Nylon, Al, Ottone |

### Conforme a

UNI 9507

UNI EN ISO 9170-1

EN 1789

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

MODULO POP PRESA VUOTO

UNI 9507

OX04301A

Classificazione CND Z120309

Identificativo registrazione 416458



Rev.0 (26/03/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)