

## PRESA SINGOLA



Presa vuoto da incasso, da installarsi all'interno di veicoli sanitari utilizzando superfici dedicate.

### Caratteristiche specifiche

Semplicità e sicurezza nell' utilizzo garantita dall'adozione di connessioni gas-specifiche  
Superfici lisce per una facile igienizzazione

### Dati tecnici

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dimensioni complessive     | 72x72 ±5 mm       |
| Dimensioni parte incassata | ø72x76 ±5 mm      |
| Standard di connessione    | UNI               |
| Connessione ingresso       | G 1/8"            |
| Materiali                  | Nylon, Al, Ottone |

### Conforme a

UNI 9507  
UNI EN ISO 9170-1

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

PRESA VUOTO PANNELLO  
NORME UNI 9507  
OX04104A



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Classificazione CND          | Z120309 |
| Identificativo registrazione | 310696  |

Rev.0 (17/02/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)