

OXX50

Innesto per vuoto



Innesto vuoto per la connessione di utilizzatori ad una presa gas specifiche conforme agli standard UNI, installata in sistemi di distribuzione di gas medicali.

Caratteristiche specifiche

Consente connessione e disconnessione rapida degli utilizzatori dalle prese
Codice colore per una identificazione immediata

Dati tecnici

Dimensioni	ø25x60 mm
Diametro passaggio gas	6 mm
Attacco	F ¼"
Materiale	Ottone nichelato

Conforme a

UNI 9507
EN ISO 9170-1

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

INNESTO PRESA VUOTO
UNI9507
OX05004A



Classificazione CND	Z120309
Identificativo registrazione	310705

Rev.0 (26/03/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it