

## OXX 50

Innesto per vuoto



Innesto vuoto per la connessione di utilizzatori ad una presa gas specifiche conforme agli standard UNI, installata in sistemi di distribuzione di gas medicali.

### Caratteristiche specifiche

Consente connessione e disconnessione rapida degli utilizzatori dalle prese  
Codice colore per una identificazione immediata

### Dati tecnici

Dimensioni	ø25x60 mm
Diametro passaggio gas	6 mm
Attacco	F ¼"
Materiale	Ottone nichelato

### Conforme a

UNI 9507  
EN ISO 9170-1

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

INNESTO PRESA VUOTO  
UNI9507

**OX05004A**

Classificazione CND Z120309

Identificativo registrazione 310705



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)