

Racor de conexión oxígeno



Racor de conexión oxígeno para la conexión de los usuarios a una salida de gas específica de acuerdo a los estándares UNI, instalada en los sistemas de distribución de gas médico.

Características específicas

Permite la conexión y desconexión rápidas de los usuarios de las tomas
Código de colores para facilitar su identificación

Datos técnicos

Dimensiones	Ø24x60 mm
Diámetro pasaje gas	6 mm
Ataque	G. ¼" F
Material	Latón niquelado

De acuerdo con

UNI 9507
EN ISO 9170-1

DM de clase IIb de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

Racor de conexión oxígeno UNI 9507 F¼"G



OX05013B

Clasificación CND Z120309

ID de registro 310710

Rev.1 (18/11/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it