

## Innesto Ossigeno



Innesto ossigeno per la connessione di utilizzatori ad una presa gas specifiche conforme agli standard UNI, installata in sistemi di distribuzione di gas medicali.

### Caratteristiche specifiche

Consente connessione e disconnessione rapida degli utilizzatori dalle prese  
Codice colore per una identificazione immediata

### Dati tecnici

Dimensioni	Ø24x60 mm
Diametro passaggio gas	6 mm
Attacco	G. ¼" F
Materiale	Ottone nichelato

### Conforme a

UNI 9507  
EN ISO 9170-1

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

INNESTO O2 UNI 9507 F¼"G  
OX05013B



Classificazione CND	Z120309
Identificativo registrazione	310710

Rev.1 (18/11/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)