

Innesto Ossigeno



Innesto ossigeno per la connessione di utilizzatori ad una presa gas specifiche conforme agli standard DIN, installata in sistemi di distribuzione di gas medicali.

Caratteristiche specifiche

Consente connessione e disconnessione rapida degli utilizzatori dalle prese
Codice colore per una identificazione immediata

Dati tecnici

Dimensioni	Ø41x72 mm
Attacco	G. ¼" F
Materiale	Ottone nichelato

Conforme a

DIN 13260-2

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

INNESTO OSSIGENO DIN
13260-2 F¼"GAS

OX05022B

Classificazione CND



Z120309

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (22/11/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it