

OXX 60

Innesto ossigeno



Costituiscono il componente maschio mobile non intercambiabile, destinato a essere inserito e bloccato nella presa e che consente il prelievo del gas.

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio
Ingombri	Ø24x 86mm
Peso	113 g
Gas	Ossigeno medicale
Portata	Secondo UNI EN ISO 7396-1
Unità terminale	Secondo UNI 9507 e UNI EN ISO 9170 con portagomma ø7 mm
Latex free	

OX06000B

OXX 60 INNESTO
OSSIGENO
CON PORTAGOMMA Ø 7

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/it/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (11/04/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it