

## O-Tube

### Tubo ossigeno



Tubo per la connessione pneumatica dei dispositivi inclusi in sistemi di distribuzione ossigeno.

#### Caratteristiche specifiche

Colorazione e marcatura per utilizzo con ossigeno  
Ideale per applicazioni a bassa pressione (max 14 bar)  
DEHP FREE

#### Dati tecnici

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Diametro interno     | 6,7 mm                   |
| Diametro esterno     | 12,7 mm                  |
| Materiali            | PVC con trama in tessuto |
| Pressione di scoppio | 56 bar/23°C              |

TUBO ATOSSICO OSSIG.MEDIC.  
Ø12,7x6,7 EN ISO 5359  
**OX10104B**

Rev.0 (11/09/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)