

**REK PRO**

Morsetto con filetto per barra Rail



Il nostro team di ricerca altamente qualificato è in grado di fornire già oggi sistemi di fissaggio per le applicazioni medicali di domani. Mediante l'utilizzo di avanzati strumenti di disegno CAD e di modellazione, i nostri progettisti sviluppano soluzioni efficienti e innovative per ogni problema di fissaggio rapido.

Infatti Rek è un oggetto che si caratterizza per versatilità, sicurezza e durata e, al di là della qualità formale, presenta un secondo livello di coerenza: il contenuto tecnologico e tecnico.

Consente di fissare, sistemare e allacciare diversi utilizzatori, garantendo una buona stabilità anche con il mezzo in movimento.

Utilizzando il filetto 1/4 " gas e il portagomma è possibile connettere:

- flussometri
- umidificatori
- aspiratori Venturi
- vasi per vuoto

Conforme a "UNI EN 1789 - Veicoli medici e loro attrezzatura Autoambulanze" e "UNI EN 19054 - Sistemi a barre per sostenere apparecchiature medicali"

**DATI TECNICI**

Dimensioni (mm)	67x60xh90
Peso (kg)	0,2
Materiale	Nylon - Alluminio

OX07102B

REK PRO 10G

