

MONITOX

Visualizador luminoso del contenido de oxígeno de las botellas



Sistema para la visualización de la presión residual de los cilindros a ser instalado de manera fija dentro de la ambulancia.

Características específicas

- fácil de instalar
- escala de LED verdes y una señalización de reserva con LED rojos
- Interruptor para excluir la alimentación
- Dos manómetros para ser instalados sobre reductores de presión

Detalles técnicos

Dimensiones	85x72x25 ±2 mm
Materiales	PE, Nylon, PC
Conexión del manómetro	G ¼"
Alimentación	12V cc
Cables de los sensores	2 m
Cable de alimentación	1 m
Absorción	0,5 A
Peso	420 g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

MONITOX- VISUALIZADOR DEL
CONTENIDO BOMBONA
OXIGEN

OX07110C

Clasificación CND



V9099

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it