

## MONITOX

Visualizzatore luminoso del contenuto di ossigeno nelle bombole



Sistema per la visualizzazione della pressione residua delle bombole da installarsi in modo fisso all'interno del veicolo sanitario.

### Caratteristiche specifiche

Installazione semplice  
 Led luminosi per l'indicazione della pressione residua  
 Pulsante di accensione e spegnimento  
 Due manometri da installarsi sui riduttori delle bombole

### Dati tecnici

Dimensioni	85x72x25 ±2 mm
Materiali	PE, Nylon, PC
Attacco manometri	G ¼"
Tensione di alimentazione	12V cc
Cavi connessione manometri	2 m
Cavo connessione elettrica	1 m
Assorbimento	0,5 A
Peso	420 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

MONITOX VISUALIZZ  
 LUMIN.CONT OSSIG.NELLA  
 BOMBOLA  
 OX07110C



Classificazione CND V9099

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)