

OX-T

Bombola per ossigeno



Le bombole per ossigeno compresso sono le più leggere tra quelle in acciaio, hanno una pressione di 200 atm e sono disponibili in una vasta gamma dimensionale.

Le bombole per ossigeno gassoso medicale sono fornite complete di:

- valvola cromata per ossigeno
- dischetto inox per uso medicale
- certificato di conformità bombola

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio
Diametro bombola	140 mm
Diametro protezione	140 mm
Altezza	940 mm
Peso	14,4 kg
Litri	10 L
Volume di ossigeno a 200bar	2000 L
Gas	Ossigeno medicale
Attacco	UNI
Latex free	

OX10100E

BOMBOLA O2 10lt UNI
CON VALVOLA
E PROTEZIONE



Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono conformi a quanto dichiarato dal Fabbricante

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/it/pdf>