

## OX-T

Bouteille pour oxygène



Réservoir pour oxygène médical en état gazeux.

### Caractéristiques spécifiques

Structure en acier verni

Livrée avec certificat de conformité

Peut contenir O<sub>2</sub> en pression jusqu'à 200 bar

### Données techniques

Diamètre	170 mm
Hauteur	920 mm
Capacité	14 L
Volume O <sub>2</sub> à 200 bar	2800 L
Standard	NF
Poids	20 ± 1kg

BOUTEILLE O<sub>2</sub> 14lt NF AVEC  
VALVE DE PROTECTION  
OX10146E



Rev.0 (18/07/2016)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)