

OX-T**Bombola per ossigeno**

Serbatoio per contenere ossigeno medicale allo stato gassoso.

Caratteristiche specifiche

Corpo in acciaio verniciato
 Accompagnata da certificato di conformità
 Può contenere O₂ in pressione fino a 200 bar

Dati tecnici

Diametro	170 mm
Altezza	920 mm
Litri	14 l
Volume di O ₂ a 200 bar	2800 l
Attacco	AFNOR
Peso	20 ± 1kg

BOMBOLA O₂ 14lt NF CON
 VALVOLA E PROTEZIONE
OX10146E



Rev.0 (18/07/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it