

## OX-VA

Bombola per ossigeno con valvola riduttrice integrata/riduttore di pressione/dosatore



Bombola per ossigeno completa di valvola destinata al trattamento tempestivo dell'insufficienza respiratoria.

### Caratteristiche specifiche

Bombola da 3 litri con protezione integrata  
 Può contenere O<sub>2</sub> in pressione fino a 200 bar  
 Elevata autonomia con ingombri ridotti  
 Regolazione del flusso continua da 0 a 15 l/min

### Dati tecnici

Dimensioni bombola	ø115x570 ± 5 mm
Diametro protezione	140 ± 5 mm
Volume O <sub>2</sub> a 200bar	600 l
Ingresso	UNI
Pressione in uscita	0 ÷ 2,8 bar
Uscita	Portagomma ø6 mm
Regolazione flusso	Da 0 a 15 l/min
Precisione	±10% o ± 0,5 l/min
Valvola residuale	1 ÷ 2 bar
Manometro	0÷315 bar, cl 2,5, ø40 mm
Materiali	Acciaio, PE, Ottone cromato, Al, PC
Peso complessivo	5,1 ± 0,3 kg

Dispositivo soggetto alla marcatura CE ai sensi della dir. 93/42/CE

BOMBOLA O2 3lt UNI

C/VALV.RIDUT.0-

15L/min+GABBIA

**OX10031E**

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.2 (18/01/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)