

OX-Gr

Bombola per ossigeno con riduttore
flussimetro e umidificatore



Bombola per ossigeno completa di riduttore, flussimetro e umidificatore destinata al trattamento tempestivo dell'insufficienza respiratoria.

Caratteristiche specifiche

Bombola da 5 litri con protezione integrata e base per consentirne un appoggio stabile
Può contenere O₂ in pressione fino a 200 bar
Elevata autonomia con ingombri ridotti
Riduttore a pistone con filtro sinterizzato
Umidificatore ad elevata trasparenza per garantire una semplice lettura del livello

Dati tecnici

Dimensioni bombola	ø140x565 ± 5 mm
Diametro protezione	140 ± 5 mm
Dimensioni assieme	610x145x265 ± 10mm
Volume O ₂ a 200bar	1000 l
Ingresso riduttore	UNI
Pressione in uscita dal riduttore	3,5/4 bar
Regolazione flussimetro	Da 0 a 15 l/min
Indicatore livello massimo umidificatore	130 ml
Uscita umidificatore	Portagomma ø7mm
Materiali	Acciaio, PE, Ottone cromato, Al, PC
Peso complessivo	9,1 ± 0,3 kg

Dispositivo soggetto alla marcatura CE ai sensi della dir. 93/42/CE

OX-GR BOMBOLA OSS.5L
RIDUTTORE/FLUSSOMETRO/U
MIDIF
OX10057D

Rev.2 (12/02/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it