

OX-Gr

Bombola per ossigeno con riduttore
flussimetro e umidificatore



Bombola per ossigeno completa di riduttore, flussimetro e umidificatore destinata al trattamento tempestivo dell'insufficienza respiratoria.

Caratteristiche specifiche

Bombola da 14 litri con protezione integrata e base per consentirne un appoggio stabile
Può contenere O₂ in pressione fino a 200 bar
Elevata autonomia con ingombri ridotti
Riduttore a pistone con filtro sinterizzato
Umidificatore ad elevata trasparenza per garantire una semplice lettura del livello

Dati tecnici

Dimensioni bombola	ø170x920 ± 5 mm
Diametro protezione	140 ± 5 mm
Dimensioni assieme	920x170x260 ± 10mm
Volume O ₂ a 200bar	2500 l
Ingresso riduttore	UNI
Pressione in uscita dal riduttore	3,5/4 bar
Regolazione flussimetro	Da 0 a 15 l/min
Indicatore livello massimo umidificatore	130 ml
Uscita umidificatore	Portagomma ø7mm
Materiali	Acciaio, PE, Ottone cromato, Al, PC
Peso complessivo	17,8 ± 0,3 kg

Dispositivo soggetto alla marcatura CE ai sensi della dir. 93/42/CE

OX-GR BOMBOLA OSS 14L
RIDUTTORE/FLUSSOMETRO/U
MIDIF
OX10142D

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it