

PRX 05

Riduttore a membrana



Riduttore di pressione al collegamento diretto alla bombola. Il manometro, consente una rapida lettura della pressione di caricamento della bombola.

Caratteristiche specifiche

Connessione ingresso standard UNI
 Valvola di sicurezza
 Uscita portagomma \varnothing 7mm
 Filtro in bronzo sinterizzato integrato nel riduttore
 Caratterizzato da portata elevata e stabile

Dati tecnici

Dimensioni	130x100x120 \pm 5 mm
Peso	1,36 \pm 0,2 kg
Pressione in ingresso max	200 bar
Pressione in uscita	Pretarata max 4 bar
Materiali	Ottone cromato, Acciaio, Bronzo, Vyton
Scala manometro	0 – 300 bar classe di precisione 2,5

Conforme a

ISO 10524-1:2006

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

RID.PRES.MEMB.B3,5-150l/m-
CORTO-/COPRIM.PORT. \varnothing 7mm

PR00305B



Classificazione CND Z120309

Identificativo registrazione 84047

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it