

PRX 08

Riduttore con dosatore a scatti



Un riduttore di pressione professionale con integrato un dosatore a scatti. Una lavorazione di grande precisione garantisce una ripartizione ottimale del flusso da erogare, anche con la bombola posizionata in orizzontale. Abbiamo colmato l'esigenza di intervenire con precisione e sicurezza anche in condizioni operative non ottimali. La protezione del manometro graduato cromaticamente, le manopole di regolazione antiscivolo, il design finalizzato alla massima ergonomia d'uso si traducono in dinamismo e massima fruibilità di utilizzo.

DATI TECNICI

- Corpo in ottone nichelato
 - Filtro d'ingresso in bronzo sinterizzato 60 micron
 - Manometro graduato diametro 40 mm
 - Dosatore a scatti in ABS antiscivolo 0-15 l/m
 - Pressione d'ingresso: 200 bar
 - Pressione in uscita: 3,5 - 4 bar
 - Valvola di sicurezza prearata a 7 bar
 - Raccordo d'ingresso a norme UNI
 - Raccordo di uscita completo di portagomma del diametro di 6 mm
- Peso 700 g

PRX 08 PRO0308B

