

PRX 08

Riduttore con dosatore a scatti



Riduttore di pressione al collegamento diretto alla bombola. Il manometro, consente una rapida lettura della pressione di caricamento della bombola.

Caratteristiche specifiche

Connessione ingresso standard UNI
Valvola di sicurezza
Uscita portagomma $\varnothing 6\text{mm}$
Filtro in bronzo sinterizzato integrato nel riduttore
Dosatore a scatti con manopola in ABS

Dati tecnici

| | |
|------------------------|--|
| Dimensioni | 140x40x90 \pm 5 mm |
| Peso | 0,7 \pm 0,2 kg |
| Pressione in ingr. max | 200 bar |
| Pressione in uscita | Preparata max 4 bar |
| Regol. flusso (l/min) | 0-1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 |
| Materiali | Ottone cromato, Acciaio, Bronzo, Vytan |
| Scala manometro | 0 – 300 bar classe di precisione 2,5 |

Conforme a

ISO 10524-1:2006

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

RID.PRES.SCATTI UNI15 l/m-
CORTO-
C/COPRIM.PORT. $\varnothing 6\text{mm}$



PR00308B

Classificazione CND Z120309

Identificativo registrazione 84055

Distribuito da Spencer Italia S.r.l

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it