

PRX 04

Riduttore a pistone con portata fissa



PRX 04 è un riduttore di pressione a pistone bilanciato con taratura fissa estremamente compatto. E' fornito di manometro per il monitoraggio del contenuto della bombola.

DATI TECNICI

Dimensioni	100x135x40 mm
Peso	0,56 Kg ± 10%
Materiale corpo	Ottone cromato
Materiale pistone	Ottone cromato e PA6.6
Filtro in ingresso	Sinterizzato
Manometro	Graduato ø40mm con classe di precisione 2,5
Pressione in ingresso	230 bar
Pressione in uscita	Preparata max 4 bar
Portata fissa	6 l/min
Valvola di sicurezza	Preparata
Raccordo d'ingresso	UNI
Raccordo d'uscita	Portagomma ø6 mm

CE 0123

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (04/08/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it