

## SMART

### Borsa per emergenza pediatrica



Borsa dedicata ai dispositivi pediatrici, caratterizzata da una struttura semirigida perimetrale che consente un miglior contenimento degli stessi.

#### Caratteristiche specifiche

- Tessuto in PVC semplice da igienizzare
- Tracolla e maniglia di trasporto per migliorare la portabilità
- Chiusura a zip che consente apertura a 180°
- Tasca in PVC trasparente sul lato interno della patta superiore su cui sono cucite ulteriori 3 tasche a rete

#### Dati tecnici

Dimensioni	540x210x340 ± 10mm
Peso vuota	1,44 ± 0,1 kg
Materiali	PVC, Nylon

DM Marcati CE in accordo alla dir. 93/42/CEE

SMART KIT - KIT PEDIATRICO COMPLETO

CB08101B

Rev.0 (18/04/2019)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)