

## FL-X

### Flussimetro a colonna



Dispositivo per la misurazione della portata di ossigeno erogato al paziente da applicarsi a linee di distribuzione di gas medicale tramite connessione gas specifica.

#### Caratteristiche specifiche

Possibilità di connessione ad un umidificatore  
 La trasparenza della colonna e la scala graduata consentono immediata visualizzazione della portata di gas erogata al paziente  
 Il sistema di regolazione continuo permette di dosare l'erogazione in modo estremamente preciso

#### Dati tecnici

Dimensioni	80x147 mm
Pressione nominale	350 kPa
Portata	Da 0 a 15 l/min
Gas erogabile	Ossigeno
Materiali	PC, Al anodizzato, Ottone
Peso	135 g

#### Accessori

FL08302B	Umidificatore
----------	---------------

DM di Classe IIa secondo la dir. 93/42/CE

FL-X SOLO FLUSSOMETRO  
 FL08303B



Classificazione CND	R0699
Identificativo registrazione	216575

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)