

OXYMASK 100

Maschera a concentrazione variabile



Somministra le varie concentrazioni di ossigeno, indipendentemente dal tipo di respirazione del paziente. La concentrazione di ossigeno può essere facilmente selezionata.

Completa di:

- tubo corrugato flessibile 15 cm
- tubo antischiacciamento 2 m
- raccordi Venturi colorati

Dettagli tecnici

Materiale	PVC
Stringinaso	si

Latex free	si
------------	----

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
E-mail: info@spencer.it Web: http://www.spencer.it

Questa scheda è stata generata automaticamente dal sistema in data 10/12/2009 10:09:12 ed è aggiornata all'ultimo lotto di produzione.

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate al , contattare l'ufficio qualità di Spencer Italia: quality@spencer.it.

OX20132A
catalogo pg. 247

OXYMASK 100 adulto
confezione 10 pz.

CE 0123