

OXYMASK 100

Kit 10 maschere a concentrazione variabile pediatrica



Maschera per ossigenoterapia con sistema venturi per la variazione della concentrazione d'ossigeno.

Caratteristiche specifiche

Elastico regolabile
 Conchiglia semi trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente
 Dotata di tubo corrugato e tubo antischiumamento
 Stringinaso in alluminio flessibile per aumentare la stabilità
Latex Free

Dati tecnici

Materiali	PVC/PP
Lungh. Tubo ossigeno	2 m
Lungh. Tubo corrugato	15 cm
Concentrazioni di ossigeno ottenibili	24/28/31/35/40/50/60%

DM di classe IIa in accordo alla Dir. 93/42/CEE

OXYMASK 100 - MASCHERA CONC.
 VARIABILE PEDIATRICA 10PZ
OX20171A



Classificazione CND	R03010201
Identificativo registrazione	976290

Rev.0 (18/05/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it