

## OXYMASK 150

Máscara de alta concentração



Máscara facial de alta concentração descartável pediátrica para terapia de oxigênio.

### Características Específicas

Elástico ajustável  
 Concha semi transparente para melhorar a monitorização do paciente  
 Tubo anti-esmagamento  
 Clip para a nariz de alumínio flexível para aumentar a estabilidade  
 Com reservatório  
**Sem latex**

### Dados técnicos

Material	PVC
Comprimento tubo	2 m
Nº máscaras	10

DM de classe IIa de acordo com a Dir. 93/42/CEE

OXYMASK 150 ALTA  
 CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, 10  
 UNDS

**OX20137A**

Classificação CND

ID de registro



R03010201

104804

Rev.1 (23/02/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)