

OXYMASK 150

Máscara de alta concentração



Máscara facial de alta concentração descartável pediátrica para terapia de oxigênio.

Características Específicas

Elástico ajustável
 Concha semi transparente para melhorar a monitorização do paciente
 Tubo anti-esmagamento
 Clip para a nariz de alumínio flexível para aumentar a estabilidade
 Com reservatório
Sem latex

Dados técnicos

Material	PVC
Comprimento tubo	2 m
Nº máscaras	10

DM de classe IIa de acordo com a Dir. 93/42/CEE

OXYMASK 150 ALTA
 CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA, 10
 UNDS

OX20137A

Classificação CND



R03010201

ID de registro

104804

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it