

## OXYPACK 2

### Portabombola



Portabombola studiato per il trasporto di bombole da 2 litri.

#### Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC semplice da igienizzare

Tracolla regolabile per facilitare il trasporto

Foro di passaggio tra i due vani per consentire l'accesso al flussimetro eventualmente collegato alla bombola.

Tasca anteriore con chiusura a zip per riporre gli accessori destinati alla somministrazione di ossigeno

Vano principale imbottito per proteggere il contenuto e rendere più confortevole il trasporto.

#### Dati tecnici

Dimensioni	150x290x500 ± 10 mm
Dimensioni tasca	370x100x130 ± 10 mm
Tracolla regolabile	Da 60 a 120 ± 2 cm
Portata	6 Kg
Peso	490 ± 10 g

OXYPACK 2 - PORTABOMBOLA  
IN PVC PER BOMBOLA 2 L  
CB09002A

Rev.3 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)